

PEP

3.11.0

Bug

6201

Förhindrar dubbelklick vid registrera provtagningskit

I loggarna dök det då och då upp fel som indikerade att invånaren dubbelklickade på knappen "Registrera provtagningskit".

Felet påverkade inte invånaren utan togs om hand av back end. Dock är detta ett fel som genererar onödiga anrop och skräpade ner liggarna. Felet är nu åtgärdat.

User Story

5940

Möjlighet att ange hållbarhetstid för provtagningskit

Målgrupp: Administratör

Det är nu möjligt att sätta en begränsad hållbarhetstid på provtagningskit.

Vid skapande av en artikel anger man att artikeln ska ha en begränsad hållbarhetstid. Vid skapande av provtagningskitsetiketter sätts provtagningskittets utgångsdatum och kan skrivas ut på provtagningskitsetiketten.

Invånaren kan inte registrera ett provtagningskit med passerat utgångsdatum.

1177
VÄRDGUIDEN TEST Tolvan Tolvarsson

Inställningar Logga ut

Start / Egen provhantering / Registrera provtagningskit

Registrera provtagningskit


Kan inte registrera provtagningskit
Utgångsdatumet för detta provtagningskit har passerat. Provtagningskitet kan inte längre användas.

Information
Provtagningskit och provsvar kommer att registreras på:
19121212-1212
Tolvan Tolvarsson
För barn under 13 år måste du registrera provtagningskitet på barnet. [Läs mer om hur du gör.](#)

Provtagningskitsnummer
2000 1000 0329 6811
Felaktigt provtagningskitsnummer

NÄSTA

TILLBAKA



6248

Förtydligande så att registrering av provtagningskit skiljer sig åt från

Målgrupp: Invånare

Från invånare har det kommit in synpunkter på att de väljer **Registerera provtagningskit** när de egentligen ska göra en beställning av provtagningskit.

I ett försök att minska detta har "Registrera provtagningskit" gjorts något mindre dominerande.



6250

Förtydligat UX för registrera provtagningskit.

Målgrupp: Invånare

Registrering av provtagningskit har förtydligats med avsikt att förbättra:

- Vem man håller på att registrera provtagningskit på.
- Hur man som förälder registrerar för sitt barn.
- Att det finns fler steg efter detta steg för att slutföra registreringen (Nästa).

The screenshot shows the mobile app interface for registering a test kit. At the top, there is a header with the 1177 VÄRDGUIDEN logo, a 'TEST' button, and a user profile for 'Tolvan Tolvarsson'. Below the header, there are two tabs: 'Inställningar' and 'Logga ut'. The main content area has a breadcrumb trail: 'Start / Egen provhantering / Registrera provtagningskit'. The title 'Registrera provtagningskit' is displayed in a large, bold, red font. Below the title is an information box with a yellow background and a red exclamation mark icon. The text in the information box reads: 'Information', 'Provtagningskit och provsvar kommer att registreras på:', '19121212-1212', 'Tolvan Tolvarsson', and 'För barn under 13 år måste du registrera provtagningskitet på barnet. [Läs mer om hur du gör.](#)'. Below the information box is a label 'Provtagningskitsnummer' followed by a text input field. At the bottom of the form, there are two buttons: a dark blue button labeled 'NÄSTA' and a white button with a blue border labeled 'TILLBAKA'.

I beställningen har den som provtagningskitet tillhör flyttat upp.

Registrera provtagningskit

Provtagningskitet kommer att tillhöra:

19121212-1212

Tolvan Tolvarsson

Provtagningskitsnummer

Provtagningsdatum

2021-06-08



Provtagningsstid

13:42



REGISTRERA

6251

Amind: Byte av startflik vid spårning

Målgrupp: Invånare

Fokus sätts nu på fliken "Invånares labbeställningar" vid start av spårning.

[Start](#) / [Spårning](#)

Spårning

Supportfunktion för att spåra information i PEP.

Invånares folkbokföring

Invånares labbeställningar

Invånares labsvar

Labbeställning

Labsvar

PatientID

Spåra labbeställningar