

PEP 2.2.0

Bug

2856 Ökad säkerhet när provtagningsdatum saknas

Nu visas en dialogruta som påminner användaren om att fylla i provtagningsdatum när manuellt provsvar registreras. Tidigare kunde det vara svårt att uppmärksamma att svaret inte registrerades när detta saknades.

User Story

2784 Etikett-tag pnr/pnrformatted

Etikettmallar kan konfigureras med fler olika taggar.

För mer information se bruksanvisning.

PatientID	Personnummer med 12 siffor.	191212121212
PatientIDFormatted	Personnummer med format "YY YYMMDD-NNNN".	19 121212-1212
PatientName	Invändarens för- och efternamn	Tolvan Tolvansson
RIDNoTubeCode	LaboratoryRequisitionID för beställningen.	123456
RIDAndTubeCode	LaboratoryRequisitionID inklusive rörkod för beställningen. Om beställningen innehåller produkter med mer än 1 rörkod skrivs en etikett per unik rörkod ut.	123456777,123456999
TubeCodeAndRID	Rörkod inklusive LaboratoryRequisitionID för beställningen. Om beställningen innehåller produkter med mer än 1 rörkod skrivs en etikett per unik rörkod ut.	777123456,999123456
TubeCode	Rörkod för ingående produkter i ordern. Om beställningen innehåller produkter med mer än 1 rörkod skrivs en etikett per unik rörkod ut.	777,999
Adr1	Adressrad 1	c/o Elva Elvansson
Adr2	Adressrad 2	Kärestavägen 12
Adr3	Adressrad 3	12345 Storstaden
PatientSex	Patientens kön med en bokstav. M = Man, K = Kvinna, O = Okänd	M

2812 Information om hur man fyller i c/o adress

Som invånare finns det en information om hur man gör för att få provtagningsmaterial skickat till en annan person. Så kallad c/o adress.

Leveransadress

Ange den adress du vill ha provtagningsmaterial skickat till.

Ska någon annan ta emot ditt paket? [Information om c/o »](#)

Enligt [Post- och telestyrelsen](#) ska c/o användas när en person ska ta hand om och förmedla din post. På första adressraden anger du "c/o personens namn". På efterföljande rader skriver du personens adress.

Tolvan Tolvarsson
c/o Personens namn
Personens adress
11111 personens ort

Namn:

Adress*

2827

RID med checksiffra inkluderad

RID-serier kan nu konfigureras så att RID-numret avslutas med en beräknad checksiffra enligt Modul 10:31n.

2829

Etikettmallar för central konfiguration

För att kunna lösa alla krav och önskemål om olika etiketter har strategi för konfiguration av etiketter ändrats. I stället för att spara mallar lokalt i varje skrivare skickas mall och data för utskrift till skrivaren vid varje utskriftstillfälle. Mallar konfigureras nu upp centralt och därefter väljer man vilken typ av mall en viss enhet vill använda sig utav.

Med den nya strategin finns det mycket fler möjligheter hur olika etiketter kan konfigureras, dess innehåll eller om man t ex vill skriva ut två etiketter med olika innehåll för varje beställning.

Se mer i den uppdaterad bruksanvisning.

2855

Ökad säkerhet vid korrigerig av svar.

För att öka säkerheten vi korrigerig av svar kan man inte längre göra en korrigerig av ett svar om mallen man försöker använda inte innehåller samtliga analyser som redan är besvarade.

Mallen för det korrigerande svaret måste alltså innehålla samtliga analyser som tidigare svarats ut.

Provsvar

Provmaterial Urin

Provtagningsdatum 2018-11-27 16:03:00

Analys

Analyskod	Analysnamn	Disciplin	Resultat
NPU12331	U(sp)-Chlamydia trachomatis DNA	M	Ej påvisad
NPU27318	U-Neisseria gonorrhoeae DNA	M	Påvisad

Korrigerera provsvar

5 Tekniskt fel - Fel adress

Provmaterial

Provtagningsdatum 2018-11-27 16:03:00

Analys

Analyskod	Analysnamn	Disciplin	Resultat
NPU12331	U(sp)-Chlamydia trachomatis DNA	M	Tekniskt fel
NPU27318	U-Neisseria gonorrhoeae DNA	M	Påvisad

OBS, kan ej korrigerera svar med denna mall. Mallen för det korrigerade svaret du inte hittar en lämplig mall, kontakta din lokala systemadministratör.